



合同

合同编号: 2020110901-J 签约地点: 上海

签约日期: 2020/12/14

卖方(甲方): 東蘊儀器(上海)有限公司

地址: 上海市闵行区新龙路1333弄七宝万科国际6号301室

联系人: 蒋中强

电话: 186169367617 021-34685181

买方(乙方): 常州大学

地址: 江苏省常州市武进区滆湖中路21号

联系人: 戴老师

电话: 13961164062

招标代理机构: 常州常投招标有限公司

地址: 常州市武进区延政中大道17号金源大厦20楼

联系人: 孙洋洋

联系方式: 0519-85857862

本合同由买卖双方缔结。按下列条款, 卖方同意售出、买方同意购买以下商品。本合同依照《中华人民共和国合同法》相关规定而订立, 经双方签字盖章后, 即发生法律效力, 双方必须严格履行。

1. 商品名称、规格、数量、单价、金额:

Commodity Name, model, quantity, unit price, total value

产品名称 Product	型号 Model	单价 Price	数量 Unit	合计 Total
电子顺磁共振波谱仪	MS5000	687000.00	1	687000.00
金额总计(大写): 陆拾捌万柒仟元整(该费用包括但不限于运输费、保险费、装卸费、税费等)				
备注: 附件配置清单				

2. 原产地 Country of origin:

生产厂商 Manufacturing: 布鲁克

3. 包装Packing:

无论采用何种运输方式, 卖方所提供的包装必须保证货物安全到达目的地, 没有任何损坏或锈蚀。由于包装不良引起生锈、损坏、丢失、其损失责任应由卖方负担。

4. 装运期 Delivery time:

免表完成后四个月

東蘊儀器(上海)有限公司

电话: 86-21-34685181 传真: 86-21-34685181

网址: www.shuyunsh.com

邮箱: Services@shuyunsh.com

Group of Shuyun Instruments

Shuyun Instruments (Shanghai) Co., Ltd

Tel: 86-21-34685181 Fax: 86-21-34685181

Http: www.shuyunsh.com

Email: Services@shuyunsh.com





5. 交货地址 Delivery destination:

甲方负责将货物运抵至常州科教城明行楼 321 室

6. 付款方式 Payment terms:

1) 合同签订前, 甲方以银行基本账户方式支付乙方履约保证金 (成交合同金额的 10%)。履约保证金在履约完成后转为质保金;

开户单位: 常州大学

银行账号: 32001628036051219286,

开户行: 建行常州市白云支行 (备注: 常州大学电子顺磁共振波谱仪采购项目履约保证金)

2) 合同签订后, 收到货物验收合格后, 乙方收到甲方开具的合同金额 100% 增值税专用发票后支付合同款项的 100% ;

3) 待验收合格质保期满结束后且无问题乙方退还给甲方质保金 (无息)。

7. 质量保证 Guarantee of quality and Warranty

卖方应保证其所提供的商品是全新的, 未曾使用过的, 符合本合同及技术附件所有有关质量, 规格和性能的规定。质量保修期的开始日期为安装验收完成, 买方确认并签署验收证书之日起 12 个月。在保修期内, 任何由于仪器质量产生的问题, 卖方将负责免费服务和部件更换。但由于买方人为操作不当、人力不可抗拒等外部原因, 以及合同规定以外的任何额外服务, 将按规定收费。

8. 检验与索赔 Inspection and Claim:

货到目的港后, 如买方对货物品质, 规格或/和数量与合同规定有异议的, 应在货物到达目的港后 30 日内申请中华人民共和国质量监督和检验检疫 (以下简称国家检验检疫局) 进行复检, 如发现除保险公司或运输公司的责任外, 买方需凭国家检验检疫局出具的检验证明书向卖方提出索赔或拒收或要求替换该货物。

9. 安装开箱及售后服务 Installation and unpacking and after service

1) 货物到达指定地点后买方应提前二周将希望的安装日期通知卖方, 并应得到卖方的确认。货物开箱时买卖双方必须到现场。卖方应委派技术人员进行现场安装、调试, 并提供货物安装调试的一切技术支持

2) 验收内容包括但不限于: a. 型号、数量及外观; b. 货物所附技术资料; c. 货物组件及配置; d. 货物功能、性能及各项技术参数指标。买方、卖方双方共同进行开箱检验。卖方负责免费安装、调试。安装、调试完成后, 由买方、卖方双方进行技术验收和商务验收, 验收合格后签署《质量验收报告》, 开始计算质保期, 质保期壹年。

3) 验收中如发现质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况, 甲方应免费更换或补齐, 并承担因更换或补齐货物所发生的进、出口环节综合费用和代理费用以及违约责任。

4) 提供完善的操作手册资料;

5) 免费现场安装并提供操作培训; 终身免费进行本地培训, 不限人次名额;

6) 提供不少于 2 个名额的免费集中专业培训 (在厂家培训中心解谱培训);

7) 免费开通数据自动分析及筛查软件权限, 免费提供数据定期自动备份功能, 免费提供应用报告, 免费软件升级等终身技术服务; 在仪器没有到达实验室前, 免费提供测样服务;

8) 产品出现故障在 2 小时内电话响应, 48 小时内到现场履行维修服务义务;

10. 不可抗力 Force majeure:

凡在制造、装船运输过程中, 因人力不可抗拒的事故, 致使卖方推迟交货或不能交货时, 卖方可不负责任。但发生上述事故时, 卖方应立即通知买方, 并在十四天内, 给买方航寄一份主管当局签发的事故证明, 并取得买方认可。在此种情况下, 卖方仍有责任采取一切必要的措施, 加快交货。

11. 合同制约 Contract restrictions:

束蕴仪器 (上海) 有限公司

Group of Shuyun Instruments

电话: 86-21-34685181 传真: 86-21-34685181

网址: www.shuyunsh.com

邮箱: Services@shuyunsh.com

Shuyun Instruments (Shanghai) Co., Ltd

Tel: 86-21-34685181 Fax: 86-21-34685181

Http: www.shuyunsh.com

Email: Services@shuyunsh.com



如非不可抗力的原因卖方未能按合同规定发运或延迟发运全部或部分货物，在买方同意延期发货后由卖方支付罚金。罚金金额不应超过迟运货物总额的5%，赔偿率为每7天0.5%，未满七天按七天计算。如买方单方面中途取消合同，则卖方有权停止合同执行。

12. 仲裁 Arbitration:

所有和本合同执行或和本合同相关的争议，应通过友好协商的方式解决。如果不能通过协商达成协议，该争议应提交给乙方住所地法院诉讼解决。

13. 文字 Version:

本合同以中文和英文书写，如果中英和英文产生歧义，以中文为准。

14. 附加条款 The appendix of the Contract

本合同如有任何附加条款将自动地优先执行附加条款，如附加条款与本合条款有抵触，以附加条款为准。本合同贸易条款服从于INCOTERMS 1990。

15. 合同生效 Execution of contract:

本合同由双方签署后生效，共三份，买方两份卖方一份，扫描件，具有同等效力。

16. 卖方受益人的银行相关信息:

户名: 束蕴仪器(上海)有限公司

税号: 91310120MA1HLGD99J

地址: 上海市闵行区新龙路 1333 弄七宝万科国际 29 号 701 室

开户行: 中国银行上海市谷阳北路支行

账号: 435172559400

Table with 3 columns: 卖方 (Seller), 买方 (Buyer), 招标代理 (Bid Agent). Rows include contact info, address, postal code, phone, fax, bank details, and tax ID.



附件：配置清单

Pos.	Item No.	Product description	Quantity
		ESR5000 X-band Bench-top CW EPR Spectrometer System ESR 5000 X波段台式连续波EPR谱仪系统	
		Featuring 特点:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Microwave Unit with Universal X-band CW EPR Resonator • Working frequency range: 9.2 – 9.6 GHz; • Signal Channel Module • Magnetic Field Controller • Magnet Unit • ESR-Studio software for system control and data analysis 	
1	E8000000	<ul style="list-style-type: none"> • Sample tube and collet kit • Capillary and sealing kit 	1
		<ul style="list-style-type: none"> • 带有通用 X 波段 CW EPR 谐振器的微波单元 • 工作频率范围：9.2 – 9.6 GHz； • 信号通道模块 • 磁场控制器 • 磁铁装置 • 用于系统控制和数据分析的 ESR Studio 软件 	
		Kit of sample tubes and collets 样品管和管夹套件	
		Includes:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sample tubes: OD of 3, 4, 5, 6 mm and 135mm length (E8000304, E8000226, E8000227, E8000305) • Collets: 3, 4, 5, 6 mm (E8000212, E8000214, E8000215, E8000216) 	
2	E8000100	包括: <ul style="list-style-type: none"> • 样品管: 外径 3、4、5、6 mm, 135 mm 长 (E8000304、E8000226、E8000227、E8000305) • 管夹: 3、4、5、6 毫米 (E8000212、E8000214、E8000215、E8000216) 	2
		Capillary kit 毛细管套件包	
		Includes:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Disposable capillaries 50 µl, 500 pieces (E8000201) • Capillary guidance tube and collet 3,6mm (E8000199, E8000213) • Sealing kit (E8000202) 	
3	E8000101	包括:	1



- 一次性毛细管 50 微升, 500 根 (E8000201)
- 毛细管导向管和管夹, 直径 3.6mm (E8000199、E8000213)
- 密封套件 (E8000202)
- 国产石英毛细管 1 包 (一次毛细管 50 微升 500 根)

**ESR5000 High Temperature Controller Room temp - 450° C
("HTC")**

ESR5000 高温温控单元, 温控范围: 室温~450℃

The High Temperature Controller up to 450 °C ("HTC") is intended for heating of samples up to high temperature using gas flow from compressed air. Temperature ranges are specified for the temperature at sample position.

Scope of delivery

The HTC comes with following accessories packed in a custom-fit transport case:

- Heating unit
- Heat dissipation
- Mounting plate
- MS5000 bus cable and power supply cable
- Adapter air pressure (Ø 4mm)
- Electronic Box with data cable and 1 m tube (4 mm outer diameter)
- Resonator Dewar
- Set of hex wrenches
- Sample tube P165/3

4

E8000116

1

Set-up specified for: Sample tube P 165 / 3

- Temperature range
Minimum temperature: 50 °C
Maximum temperature: 450 °C
- Stability
Stability for entire temperature range: ±5 K
- Accuracy
Accuracy of temperature at sample pos.: ±5 K

高达 450° C ("HTC") 的高温控制器, 使用压缩空气中的气流将样品加热至高温, 温度范围限制于样品所在的位置。

交货范围





HTC 配有以下配件，包装在定制的运输箱中：

- 加热装置
- 散热装置
- 安装固定板
- MS5000 总线电缆和电源电缆
- 适配器气压 (Ø 4mm)
- 带数据电缆和 1 米管的 (外径 4 毫米) 电子箱
- 谐振腔杜瓦
- 六角扳手组
- 样品管 P165/3, 165mm 长, 3mm 外径, 壁厚 0.4 ± 0.1 mm

• 温度范围

最低温度: 50° C

最高温度: 450° C

• 稳定性

整个温度范围的稳定性: ±5 K

• 准确性

样品位置温度精度: ±5 K

电脑和液晶显示器

-2 个 USB 以太网适配器, USB 6 个

-最大支持容量 32GB

5 T4900v

1

-CPU 核心数 六核

-显卡 显存容量 独立 2GB

-1T 硬盘

-USB 键盘, 液晶显示器 (27 “)

-Windows 10 Pro (软件包括用于远程服务的 TeamViewer)

*规格在交货时可能有所变化。

The external UV Irradiation unit provides exposure of EPR samples to light between 240 nm to 400 nm.

Includes:

6 E8000131

1

• irradiation source and housing

• light guide

外部紫外线照射装置提供 EPR 样品在 240nm 到 400nm 之间的光照射. 包括:•照射源和外壳•导光管。



7	E8000135	Light guide adapter for existing external light sources 外部光源的光适配器	1
8	打印机	打印机 -连接方式: 无线, USB -商品毛重: 5.09kg -幅面: A4 *规格在交货时可能有所变化	1
9	实验手册	实验手册一套	1