

十、分项报价表

项目编号：永招采竞磋（2022）009号


项目名称：常州大学新能源研究院实验台柜采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	名称	型号、规格	品牌	数量	单位	全费用综合单价	全费用综合价	技术参数
三层								
二次电池材料设计及界面基因组								
1	边台	1500*750*800	镭锦	36	米	3000	72000	全钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈

									钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨，耐用、顺滑、承重性好。
2	边台	2000*750*800	镭锦	2	米	2000	4000		钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结
3	边台	1940*750*800	镭锦	1.94	米	3880	3880		钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结

4	边台	900*750*800	镭锦	0.9	米	1800	1800	<p>钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结</p>
5	边台	1800*600*800	镭锦	7.2	米	3600	14400	<p>钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结</p>

6	水盆台	1780*600*800	镭锦	7.12	米	3560	14240	<p>钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结</p> 
---	-----	--------------	----	------	---	------	-------	--

水盆水嘴	500*400*300	润旺达	4	套	600	2400	<p>实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22MM，鹅颈管直径19mm，重量1700g。水槽：1) 材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。2) 厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。3) 附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配PP存水器，防止虹吸现象。</p>
洗眼器		润旺达	2	套	600	1200	<p>(1)、主体：加厚铜质H59-1，(2)、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。3)、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；4)、防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。5)、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；6)、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；(7)、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；8)、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。</p>

	滴水架		润旺达	4	套	600	2400	(1)、材质：高密度 PP，款式新颖，有现代感；(2)、类型：单面；(3)、底部托盘中间设有排水孔；(4)、可拆卸式滴水棒，滴水棒 27 根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放；(5)、安装方式：壁挂式/台式；(6)、颜色：黑色、白色、灰色；(7)、尺寸：550*400*120。
7	插座盒及插座	双插	鸿雁	27	组	120	3240	1) 采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座, 安全耐用; 2) 插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3) 电源盒: 全钢结构, 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
8	中央台	1500*1500*800	镭锦	52.5	米	6000	210000	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板, 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕, 边缘背边加工带止水槽, 打磨呈弧形, 边缘作圆弧处理, 圆润光洁, 边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料, 全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉, 抽屉双层隔音, 柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨, 自闭结构设计, 在一定范围内可自动回流, 具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴, 开启角度 180 度, 不锈钢门轴直径不小于 4mm, 厚度为 2mm。合页品牌: 上海今东。拉手: 304 不锈钢 C 型拉手, 品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨, 耐用、顺滑、承重性好。

	双层试剂架	1500*360*750	镭锦	52.5	米	900	31500	1)立柱:尺寸约为40*80mm,采用1.5mm及以上镀锌冷轧钢板制作,表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理,两侧快装孔采用激光一次精准冲孔,立柱与台面采用螺栓连接。3)层板:10mm钢化玻璃,高度可调节。4)试剂架按要求配置插座安装孔,试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设,五孔电源插座:采用通过3C认证的电源插座。5)层板护栏:304及以上不锈钢材质,防止器皿及药品滑落。
9	药品柜	900*450*1800	镭锦	18	台	1800	32400	全钢结构:柜体主体采用1.2mm厚冷扎碳素钢板机加工而成,表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理,防腐处理,强吸附、抗酸碱。2)层板:主体采用1.2mm冷连轧碳素钢板机加工而成,层板翻边加强处理;3)上柜体玻璃嵌入对开门,下柜体实体钢板。4)调整脚:钢制调整脚底部注塑,防水防锈承重性能优异;5)把手:采用304及以上不锈钢材质把手;6)铰链:采用304及以上不锈钢材质合页铰链,180度开启。合页品牌:上海今东
制样间/电镜室								
1	边台	1500*750*800	镭锦	22.5	米	3000	45000	全钢结构:台面采用12.7mm厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕,边缘背边加工带止水槽,打磨呈弧型,边缘作圆弧处理,圆润光洁,边缘厚25.4mm。框架:采用1.2mm厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击。表面喷涂厚度为90微米;德国进口全自动数控激光切割机下料,全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉,抽屉双层隔音,柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨,自闭结构设计,在一定范围内可自动回流,具有末

								端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	15	组	120	1800	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构,采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
2	边台	1800*750*800	镭锦	5.4	米	3600	10800	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕,边缘背边加工带止水槽,打磨呈弧形,边缘作圆弧处理,圆润光洁,边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料,全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉,抽屉双层隔音,柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨,自闭结构设计,在一定范围内可自动回流,具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴,开启角度 180 度,不锈钢门轴直径不小于 4mm,厚度为 2mm。合页品牌: 上海今东 拉手: 304 不锈钢 C 型拉手,品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿	3	组	120	360	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、

	插座		雁					插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构, 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
3	边台	1950*750*800	镭锦	2	米	3900	3900	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板, 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕, 边缘背边加工带止水槽, 打磨呈弧型, 边缘作圆弧处理, 圆润光洁, 边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料, 全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉, 抽屉双层隔音, 柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨, 自闭结构设计, 在一定范围内可自动回流, 具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴, 开启角度 180 度, 不锈钢门轴直径不小于 4mm, 厚度为 2mm。合页品牌: 上海今东 拉手: 304 不锈钢 C 型拉手, 品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	1	组	120	120	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座, 安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构, 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
4	边台	1100*750*800	镭锦	1.1	米	2200	2200	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板, 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕, 边缘背边加工带止水槽, 打磨呈弧型,

								边缘作圆弧处理, 圆润光洁, 边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料, 全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉, 抽屉双层隔音, 柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨, 自闭结构设计, 在一定范围内可自动回流, 具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴, 开启角度 180 度, 不锈钢门轴直径不小于 4mm, 厚度为 2mm。合页品牌: 上海今东 拉手: 304 不锈钢 C 型拉手, 品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	1	组	120	120	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座, 安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒: 全钢结构, 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
5	加宽边台	1500*1000*800	榕锦	13.5	米	3000	27000	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板, 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕, 边缘背边加工带止水槽, 打磨呈弧型, 边缘作圆弧处理, 圆润光洁, 边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料, 全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉, 抽屉双层隔音, 柜内内置活动层板。采用三节超静

								音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm.合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	9	组	120	1080	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构,采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
6	加宽边台	1620*1000*800	镭锦	1.6	米	4212	4212	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕,边缘背边加工带止水槽,打磨呈弧型,边缘作圆弧处理,圆润光洁,边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料,全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉,抽屉双层隔音,柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨,自闭结构设计,在一定范围内可自动回流,具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴,开启角度 180 度,不锈钢门轴直径不小于 4mm,厚度为 2mm.合页品牌: 上海今东 拉手: 304 不锈钢 C 型拉手,品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨

	插座盒及插座	双插	鸿雁	1	组	120	120	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构,采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
7	仪器台	1500*800*800	镭锦	9	米	3900	23400	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕,边缘背边加工带止水槽,打磨呈弧形,边缘作圆弧处理,圆润光洁,边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料,全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉,抽屉双层隔音,柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨,自闭结构设计,在一定范围内可自动回流,具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴,开启角度 180 度, 不锈钢门轴直径不小于 4mm,厚度为 2mm。合页品牌: 上海今东 拉手: 304 不锈钢 C 型拉手, 品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	6	组	120	720	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构,采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
8	转角台	1000*1000*800	镭	2.4	米	2600	6240	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、

			锦					耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧形，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
转角台	1000*1250*800	镭锦	1.5	米	3900	3900	全钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧形，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈	

								钢C型拉手, 品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
9	药品柜	900*450*1800	镭锦	4	台	1800	7200	全钢结构: 柜体主体采用 1.2mm 厚冷扎碳素钢板机加工而成, 表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理, 防腐处理, 强吸附、抗酸碱。 2) 层板: 主体采用 1.2mm 冷连轧碳素钢板机加工而成, 层板翻边加强处理; 3) 上柜体玻璃嵌入对开门, 下柜体实体钢板。4) 调整脚: 钢制调整脚底部注塑, 防水防锈承重性能优异; 5) 把手: 采用 304 及以上不锈钢材质把手; 6) 铰链: 采用 304 及以上不锈钢材质合页铰链, 180 度开启。合页品牌: 上海今东
电池管理								
1	边台	1500*750*800	镭锦	9	米	3000	18000	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板, 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕, 边缘背边加工带止水槽, 打磨呈弧型, 边缘作圆弧处理, 圆润光洁, 边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料, 全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉, 抽屉双层隔音, 柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨, 自闭结构设计, 在一定范围内可自动回流, 具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴, 开启角度 180 度, 不锈钢门轴直径不小于 4mm, 厚度为 2mm。合页品牌: 上海今东 拉手: 304 不锈钢 C 型拉手, 品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨

	插座盒及插座	双插	鸿雁	6	组	120	720	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构,采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
2	边台	2180*750*800	镭锦	2.18	米	4360	4360	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕,边缘背边加工带止水槽,打磨呈弧形,边缘作圆弧处理,圆润光洁,边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料,全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉,抽屉双层隔音,柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨,自闭结构设计,在一定范围内可自动回流,具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴,开启角度 180 度,不锈钢门轴直径不小于 4mm,厚度为 2mm。合页品牌: 上海今东 拉手: 304 不锈钢 C 型拉手,品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	2	组	120	240	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构,采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
3	边台	1480*750*800	镭	1.48	米	2960	2960	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、

			锦					耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	1	组	120	120	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构,采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
四层								
电池智能化制配								
1	边台	1500*750*800	镭锦	6	米	3000	12000	全钢结构:台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕,边缘背边加工带止水槽,打磨呈弧型,边缘作圆弧处理,圆润光洁,边缘厚 25.4mm。框架:采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺

								尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为90微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度180度，不锈钢门轴直径不小于4mm，厚度为2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304不锈钢C型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰DTC三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	12	组	120	1440	1)、采用国标220V 10A带五孔插座或者16A插座，安全耐用；2)、插座获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品；3)、电源盒：全钢结构，采用1.2mm厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击，表面喷涂厚度为90微米。插座品牌：鸿雁
2	水盆台	1800*750*800	镭锦	1.8	米	3600	3600	全钢结构：台面采用12.7mm厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧形，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚25.4mm。框架：采用1.2mm厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为90微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304不锈

							钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
水盆水嘴	500*400*300	镉锦	1	套	600	600	实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达 50 万次，静态最大耐压 2.5MPa，鹅颈出水管可 360 度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度 555MM，主管直径 26MM，弯头直径 22MM，鹅颈管直径 19mm，重量 1700g。水槽：1) 材质：采用高密度 PP 新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。2) 厚度：根据强度要求设计厚度为 5mm-8mm。3) 附件：高密度 PP 去水；含阻水盖、PP 提笼。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP 存水器，防止虹吸现象。
洗眼器		润旺达	1	套	600	600	(1)、主体：加厚铜质 H59-1，(2)、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。3)、莲蓬头护罩：Φ70 橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；4)、防尘盖：PP 材质，平常可防尘，使用时可时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。5)、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；6)、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；(7)、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于 5 微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；8)、供水软管：长度 1.5 米，软性 PVC 管外

								覆不锈钢网, 外层包裹 PE 管, 有效防止生锈、渗漏。
	滴水架		润旺达	1	套	600	600	(1)、材质: 高密度 PP, 款式新颖, 有现代感; (2)、类型: 单面; (3)、底部托盘中间设有排水孔; (4)、可拆卸式滴水棒, 滴水棒 27 根, 有三种不同功能及长度的滴水棒, 方便不同规格的器皿挂放; (5)、安装方式: 壁挂式/台式; (6)、颜色: 黑色、白色、灰色; (7)、尺寸: 550*400*120。
3	转角台	1000*1000*800	镭锦	1.2	米	3120	3120	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板, 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕, 边缘背边加工带止水槽, 打磨呈弧型, 边缘作圆弧处理, 圆润光洁, 边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料, 全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉, 抽屉双层隔音, 柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨, 自闭结构设计, 在一定范围内可自动回流, 具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴, 开启角度 180 度, 不锈钢门轴直径不小于 4mm, 厚度为 2mm。合页品牌: 上海今东 拉手: 304 不锈钢 C 型拉手, 品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
4	药品柜	900*450*1800	镭	2	台	1800	3600	全钢结构: 柜体主体采用 1.2mm 厚冷扎碳素钢板机加工而成, 表

			锦					面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱。2)层板：主体采用 1.2mm 冷连轧碳素钢板机加工而成，层板翻边加强处理；3)上柜体玻璃嵌入对开门，下柜体实体钢板。4)调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异；5)把手：采用 304 及以上不锈钢材质把手；6)铰链：采用 304 及以上不锈钢材质合页铰链，180 度开启。合页品牌：上海今东
电池安全								
1	边台	1500*750*800	镭锦	25.5	米	3000	51000	全钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东。拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	17	组	120	2040	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座，安全耐用；2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品；3)、电源盒：全钢结构，采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表

								面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
2	边台	1800*750*800	镭锦	3.6	米	3600	7200	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板, 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕, 边缘背边加工带止水槽, 打磨呈弧形, 边缘作圆弧处理, 圆润光洁, 边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料, 全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉, 抽屉双层隔音, 柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨, 自闭结构设计, 在一定范围内可自动回流, 具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴, 开启角度 180 度, 不锈钢门轴直径不小于 4mm, 厚度为 2mm。合页品牌: 上海今东 拉手: 304 不锈钢 C 型拉手, 品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	2	组	120	2400	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座, 安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒: 全钢结构, 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
3	边台	1900*750*800	镭锦	1.9	米	3800	3800	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板, 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕, 边缘背边加工带止水槽, 打磨呈弧形, 边缘作圆弧处理, 圆润光洁, 边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝

								尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为90微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度180度，不锈钢门轴直径不小于4mm，厚度为2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304不锈钢C型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰DTC三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	1	组	120	120	1)、采用国标220V 10A带五孔插座或者16A插座，安全耐用；2)、插座获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品；3)、电源盒：全钢结构，采用1.2mm厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击，表面喷涂厚度为90微米。插座品牌：鸿雁
4	边台	1100*750*800	榕锦	1.1	米	2200	2200	全钢结构：台面采用12.7mm厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧形，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚25.4mm。框架：采用1.2mm厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为90微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304不锈

								钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm.合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	1	组	120	4120	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构,采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏.诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌:鸿雁
5	边台	1340*750*800	镭锦	1.34	米	2680	2680	全钢结构:台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕,边缘背边加工带止水槽,打磨呈弧型,边缘作圆弧处理,圆润光洁,边缘厚 25.4mm。框架:采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏.诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米;德国进口全自动数控激光切割机下料,全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉,抽屉双层隔音,柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨,自闭结构设计,在一定范围内可自动回流,具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页:隐藏式不锈钢门轴,开启角度 180 度,不锈钢门轴直径不小于 4mm,厚度为 2mm.合页品牌:上海今东 拉手:304 不锈钢 C 型拉手,品牌:上海今东。静音导轨:采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	1	组	120	120	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全

								钢结构，采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击，表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌：鸿雁
6	水盆台	1200*750*800	镭锦	1.2	米	2400	2400	全钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	水盆水嘴	500*400*300	润旺达	1	套	600	600	实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达 50 万次，静态最大耐压 2.5MPa，鹅颈出水管可 360 度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度 555MM，主管直径 26MM，弯头直径 22MM，鹅颈管直径 19mm，重量 1700g。水槽：1) 材质：采用高密度 PP 新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。2) 厚度：根据强度要求设计

							厚度为 5mm-8mm。3) 附件: 高密度 PP 去水; 含阻水盖、PP 提笼。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP 存水器, 防止虹吸现象。	
	洗眼器		润旺达	1	套	600	600	(1)、主体:加厚铜质 H59-1,(2)、洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加 软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。3)、莲蓬头护罩:Φ70 橡胶质护杯,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害;4)、防尘盖:PP 材质,平常可防尘,使用时可随时被水冲开,并降低突然时短暂的高水压,防止冲伤眼睛,防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。5)、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用;6)、控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭;(7)、前置过滤器:配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于 5 微米以上的颗粒杂质,避免眼睛及人体肌肤受到伤害;8)、供水软管:长度 1.5 米,软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹 PE 管,有效防止生锈、渗漏。
	滴水架		润旺达	1	套	600	600	(1)、材质:高密度 PP,款式新颖,有现代感;(2)、类型:单面;(3)、底部托盘中间设有排水孔;(4)、可拆卸式滴水棒,滴水棒 27 根,有三种不同功能及长度的滴水棒,方便不同规格的器皿挂放;(5)、安装方式:壁挂式/台式;(6)、颜色:黑色、白色、灰色;(7)、尺寸:550*400*120。
7	水盆台	1900*750*800	镡锦	1.9	米	3800	3800	全钢结构:台面采用 12.7mm 厚的优盛美实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕,边缘背边加工带止水槽,打磨呈弧型,边缘作圆弧处理,圆润光洁,边缘厚 25.4mm。框架:采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米;德国进口全自动数控激光切割机下料,全自动数控折弯

							机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
水盆水嘴	500*400*300	润旺达	1	套	600	600	实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达 50 万次，静态最大耐压 2.5MPa，鹅颈出水管可 360 度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准，。水龙头总整高度 555MM，主管直径 26MM，弯头直径 22MM，鹅颈管直径 19mm，重量 1700g。水槽：1) 材质：采用高密度 PP 新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。2) 厚度：根据强度要求设计厚度为 5mm-8mm。3) 附件：高密度 PP 去水；含阻水盖、PP 提笼。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP 存水器，防止虹吸现象。
洗眼器		润旺达	1	套	600	600	(1)、主体:加厚铜质 H59-1, (2)、洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加 软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。3)、莲蓬头护罩: Φ70 橡胶质护杯,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害;4)、防尘盖: PP 材质,平常可防尘,使用时可随时被水冲开,并降低突然时短暂的高水压,防止冲伤眼睛,防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。5)、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用;

							6)、控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭;(7)、前置过滤器:配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质,避免眼睛及人体肌肤受到伤害;8)、供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。
	滴水架		润旺达	1	套	600	600 (1)、材质:高密度PP,款式新颖,有现代感;(2)、类型:单面;(3)、底部托盘中间设有排水孔;(4)、可拆卸式滴水棒,滴水棒27根,有三种不同功能及长度的滴水棒,方便不同规格的器皿挂放;(5)、安装方式:壁挂式/台式;(6)、颜色:黑色、白色、灰色;(7)、尺寸:550*400*120。
8	转角台	1000*1000*800	镭锦	1.2	米	3120	3120 全钢结构:台面采用12.7mm厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕,边缘背边加工带止水槽,打磨呈弧型,边缘作圆弧处理,圆润光洁,边缘厚25.4mm。框架:采用1.2mm厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击。表面喷涂厚度为90微米;德国进口全自动数控激光切割机下料,全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉,抽屉双层隔音,柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨,自闭结构设计,在一定范围内可自动回流,具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304不锈钢合页:隐藏式不锈钢门轴,开启角度180度,不锈钢门轴直径不小于4mm,厚度为2mm。合页品牌:上海今东 拉手:304不锈钢C型拉手,品牌:上海今东。静音导轨:采用广东东泰DTC三节滚珠静音滑轨

9	中央台	1500*1500*800	镭锦	9	米	6000	36000.	全钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨。
	双层试剂架	1500*360*750	镭锦	9	米	900	5400	1) 立柱：尺寸约为 40*80mm，采用 1.5mm 及以上镀锌冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，立柱与台面采用螺栓连接。3) 层板：10mm 钢化玻璃，高度可调节。4) 试剂架按要求配置插座安装孔，试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设，五孔电源插座：采用通过 3C 认证的电源插座。5) 层板护栏：304 及以上不锈钢材质，防止器皿及药品滑落。

10	药品柜	900*450*1800	镭锦	2	台	1800	3600	全钢结构：柜体主体采用 1.2mm 厚冷扎碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱。 2) 层板：主体采用 1.2mm 冷连轧碳素钢板机加工而成，层板翻边加强处理；3) 上柜体玻璃嵌入对开门，下柜体实体钢板。4) 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异；5) 把手：采用 304 及以上不锈钢材质把手；6) 铰链：采用 304 及以上不锈钢材质合页铰链，180 度开启。合页品牌：上海今东
电池回收								
1	边台	1500*750*800	镭锦	12	米	3000	24000	全钢结构：台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧形，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨

	插座盒及插座	双插	鸿雁	8	组	120	960	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构,采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
2	边台	1380*750*800=2 台	镭锦	2.76	米	5520	5520	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕,边缘背边加工带止水槽,打磨呈弧型,边缘作圆弧处理,圆润光洁,边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料,全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉,抽屉双层隔音,柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨,自闭结构设计,在一定范围内可自动回流,具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页: 隐藏式不锈钢门轴,开启角度 180 度, 不锈钢门轴直径不小于 4mm,厚度为 2mm。合页品牌: 上海今东 拉手: 304 不锈钢 C 型拉手,品牌: 上海今东。静音导轨: 采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
	插座盒及插座	双插	鸿雁	2	组	120	240	1)、采用国标 220V 10A 带五孔插座或者 16A 插座,安全耐用; 2)、插座获得国家强制性产品认证证书 (CCC) 产品; 3)、电源盒:全钢结构,采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,表面喷涂厚度为 90 微米。插座品牌: 鸿雁
3	水盆台	925*750*800	镭	1.85	米	1850	3700	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板,耐酸碱、

			锦					耐腐蚀、耐高温、抗刮痕，边缘背边加工带止水槽，打磨呈弧型，边缘作圆弧处理，圆润光洁，边缘厚 25.4mm。框架：采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面使用阿克苏·诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米；德国进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉，抽屉双层隔音，柜内内置活动层板。采用三节超静音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm。合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨。
水盆水嘴	500*400*300		润旺达	2	套	600	1200	实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达 50 万次，静态最大耐压 2.5MPa，鹅颈出水管可 360 度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度 555MM，主管直径 26MM，弯头直径 22MM，鹅颈管直径 19mm，重量 1700g。水槽：1) 材质：采用高密度 PP 新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。2) 厚度：根据强度要求设计厚度为 5mm-8mm。3) 附件：高密度 PP 去水；含阻水盖、PP 提笼。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP 存水器，防止虹吸现象。
洗眼器			润旺	2	套	600	1200	(1)、主体:加厚铜质 H59-1,(2)、洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加 软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼

			达					睛。3)、莲蓬头护罩: Φ70 橡胶质护杯, 以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害; 4)、防尘盖: PP 材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。5)、水流锁定开关: 水流开启, 水流锁定功能一次完成, 方便使用; 6)、控水阀: 止逆阀, 其阀门可自动关闭; (7)、前置过滤器: 配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于 5 微米以上的颗粒杂质, 避免眼睛及人体肌肤受到伤害; 8)、供水软管: 长度 1.5 米, 软性 PVC 管外覆。
	滴水架		润旺达	2	套	600	1200	(1)、材质: 高密度 PP, 款式新颖, 有现代感; (2)、类型: 单面; (3)、底部托盘中间设有排水孔; (4)、可拆卸式滴水棒, 滴水棒 27 根, 有三种不同功能及长度的滴水棒, 方便不同规格的器皿挂放; (5)、安装方式: 壁挂式/台式; (6)、颜色: 黑色、白色、灰色; (7)、尺寸: 550*400*120。
4	中央台	1500*1500*800	镭锦	6	米	6000	24000	全钢结构: 台面采用 12.7mm 厚的优盛美实芯理化板, 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗刮痕, 边缘背边加工带止水槽, 打磨呈弧形, 边缘作圆弧处理, 圆润光洁, 边缘厚 25.4mm。框架: 采用 1.2mm 厚的武钢冷轧钢板, 经酸洗磷化处理, 表面使用阿克苏. 诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击。表面喷涂厚度为 90 微米; 德国进口全自动数控激光切割机下料, 全自动数控折弯机一次性折弯成型。框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。柜体内有抽屉, 抽屉双层隔音, 柜内内置活动层板。采用三节超静

								音承重导轨，自闭结构设计，在一定范围内可自动回流，具有末端下滑自闭结构。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低噪音。304 不锈钢合页：隐藏式不锈钢门轴，开启角度 180 度，不锈钢门轴直径不小于 4mm，厚度为 2mm. 合页品牌：上海今东 拉手：304 不锈钢 C 型拉手，品牌：上海今东。静音导轨：采用广东东泰 DTC 三节滚珠静音滑轨
双层试剂架	1500*360*750	镭锦	6	米	900	3600		1) 立柱：尺寸约为 40*80mm，采用 1.5mm 及以上镀锌冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，立柱与台面采用螺栓连接。3) 层板：10mm 钢化玻璃，高度可调节。4) 试剂架按要求配置插座安装孔，试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设，五孔电源插座：采用通过 3C 认证的电源插座。5) 层板护栏：304 及以上不锈钢材质，防止器皿及药品滑落。

5	药品柜	900*450*1800	镭锦	1	台	1800	1800	全钢结构：柜体主体采用 1.2mm 厚冷扎碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱。 2)层板：主体采用 1.2mm 冷连轧碳素钢板机加工而成，层板翻边加强处理；3)上柜体玻璃嵌入对开门，下柜体实体钢板。4)调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异；5)把手：采用 304 及以上不锈钢材质把手；6)铰链：采用 304 及以上不锈钢材质合页铰链，180 度开启。合页品牌：上海今东
其他								
1	小圆凳	防静电，带滑 轮	镭锦	50	把	120	6000	定制
2	上下水位 改造		镭锦	4	处	1500	6000	定制
总计：大写：柒拾玖万陆仟陆佰壹拾贰元整 小写：796612.00								

供应商名称（加盖公章）：江苏镭锦实验室设备有限公司

授权代表签字：刘桂玉

日期：2022 年 09 月 13 日

