

# 常州市农产品质量安全中心

## 采购合同



项目名称：2023 年试剂耗材采购

项目编号：正衡采磋[2023]023 号

签订日期：2023.8.28

甲方：常州市农产品质量安全中心 合同编号：

乙方：上海安谱实验科技股份有限公司 签订地点：常州

合同时间： 2023 年 8 月 28 日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

根据采购编号为正衡采磋[2023]023 号、常州市农产品质量安全中心 2023 年试剂耗材采购项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，乙方为成交供应商。

采购文件是构成本合同不可分割的部分：

### 一、合同文件

合同条款；

正衡采磋[2023]023 号、常州市农产品质量安全中心 2023 年试剂耗材采购项目采购文件；

乙方提交的响应文件及相关资料。

### 二、合同的服务范围、技术要求和金额

详见正衡采磋[2023]023 号、常州市农产品质量安全中心 2023 年试剂耗材采购项目采购文件。

### 三、合同金额

3.1 按照成交结果，具体见每个产品成交单价按实结算。

3.2 采购费用包含物料购置费、配送费用、仓储费、运输费（包括发货、退换货）、装卸费、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用及验收合格之前发生的所有含税费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。甲方无须向乙方另外支付任何费用。

### 四、产品要求

4.1 乙方提供的货物必须来自合法、正规渠道，符合政府相关部门要求的原厂制造全新产品，符合用户需要，无污染的、无侵权行为、无任何缺陷隐患、各项技术参数完全符合国家计量检定标准及出厂要求，在中国境内可依常规安全合



法使用。标准品必须有相关证明证书。化学危险品符合公安等相关部门的管理要求。

4.2 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

4.3 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.4 乙方参加政府采购活动时所提供的货物如在实际供货时已经停产，经协商后可按原成交价格提供不低于同档次、同质量的产品。



## 五、包装运输

除另有合同规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

## 六、装运条件

所有货物以交到甲方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由乙方承担。

## 七、付款方式

货物到达甲方指定地点交付并完成验收后，由甲方按实际情况支付实际供货货款。乙方向甲方提供：乙方开具的与货物金额相应的正式发票和发货清单。

## 八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

### 8.1 产品质量责任

8.1.1 产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

8.1.2 由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

8.1.3 伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。

### 8.2、违约赔偿

8.2.1 逾期交货乙方逾期交付使用（验收合格），每逾期一天，按货物订单总价的 0.5%支付违约金。最高限额为订单总金额的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权立即终止合同。

8.2.2 经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列。

### 九、解决纠纷的方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州市仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

### 十、与本合同不可分割的附件

- 1、服务范围及技术要求。
- 2、采购文件及相关的资料。
- 3、乙方提交的响应文件。
- 4、经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。

十一、生效：本合同自双方签名盖章之日起生效。

十二、合同份数：本合同一式叁份。甲方、乙方各执壹份，采购代理机构执壹份。

甲方(盖公章)：常州市农产品质量安全中心

法定代表人：王洁琼



乙方(盖公章)：上海安谱实验科技股份有限公司

法定代表人：[Signature]



开户银行：上海银行股份有限公司永康支行

银行帐号：01006771507

见证方：

采购代理机构（盖章）：常州正衡招投标有限公司

法定代表人：

代理人：

## 附件：最终成交的每个产品的明细单价表

## 标段一：化学试剂、耗材

序号	商品名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）
1	9mm 透明螺纹口自动进样瓶 (带刻度、书写)	CNW	100 只/塑盒, 50 塑 盒/纸箱	1	盒	60.70
2	9mm 棕色螺纹口自动进样瓶 (带刻度、书写)	CNW	100 只/塑盒, 50 塑 盒/纸箱	1	盒	69.37
3	9mm 聚丙烯样品瓶	CNW	100/袋	1	包	184.86
4	兼容 9mm 蓝色开孔拧盖、含 PTFE/硅胶隔垫	CNW	100 个/袋	1	袋	86.73
5	24-400 棕色螺纹口 40mL 样品 存储瓶 (EPA 样品瓶) (带书	CNW	100 只/纸盒, 4 纸盒 /纸箱	1	盒	364.24
6	24-400 隔垫、PTFE/硅胶、超低 流失	CNW	100/袋	1	袋	197.72
7	黑色 24-400 实心拧盖、不含隔 垫	CNW	100/袋	1	袋	42.28
8	亲水 PTFE 针式滤器	Anpel	13mm*0.22um, 金 色, 100 只/罐	1	罐	60.70
9	有机相尼龙针式滤器 (绿色)	Anpel	13mm*0.22um, 100 只/罐	1	罐	66.37
10	2mL 无针注射器	Anpel	100 只/包	1	包	42.49
11	散装移液器吸头, PP 材质, 2-200 $\mu$ L, 黄色, 未灭菌, 符合	Brand	1000/包	1	包	123.58
12	300uL 本色吸头、1000/袋	CNW	300uL, 1000/袋	1	袋	84.55
13	散装移液器吸头, PP 材质, 50-1000 $\mu$ L, 蓝色, 未灭菌, 符	Brand	500/包	1	包	71.55
14	散装移液器吸头, PP 材质, 0.5-5 mL, 无色, 未灭菌, 符合 IVD	Brand	200 个/包	1	包	234.15
15	1-10mL 移液器吸头	Brand	100 个/包	1	包	208.11
16	3mL 塑料巴斯德吸管、160mm、 未灭菌	CNW	500/箱	1	箱	71.55
17	一次性无粉丁腈手套 (9 寸, 蓝 色, M 号)	CNW	100 只/盒	1	盒	60.70
18	封口膜, 125 英尺/卷	Parafilm	4*125 100mm*38m/ 卷	1	卷	191.52
19	1.5mL 微量尖底离心管	CNW	1000/包	1	包	65.04
20	15mL 尖底离心管	CNW	500/箱	1	箱	468.28
21	50mL 尖底离心管、带底座、500/ 箱	CNW	500/箱	1	箱	553.27
22	50ml 自立试管 PP	科晶	500/箱	1	箱	589.70

23	Unwire™ 试管架 ResMer™ 制造技术, 16mm, 红色	CNW	1 个, 6*12 孔, 适用于 15ml 离心管	1	个	180.26
24	250ul 带有聚合物支脚的玻璃内插管、适用于广口样品瓶	CNW	100/袋	1	袋	291.52
25	Kimwipes 低尘擦拭纸	金佰利	280 抽/盒	1	盒	27.74
26	定性中性滤纸	Whatman	100 片/盒	1	盒	147.42
27	无黏合剂玻璃微纤维滤纸	Whatman	孔径 1.6um, 直径 110mm, 100 片/盒	1	盒	637.02
28	漏斗, PP, 直径 75 毫米, 直径 10 毫米	VITLAB	1 个, 12 个起订	1	个	7.59
29	40MM 三角漏斗	申迪	40MM	1	个	11.38
30	三角漏斗	申迪	50mm	1	个	11.38
31	100:20ml 聚丙烯(PP)烧杯、蓝色刻度	VITLAB	1 个, 12 个起订	1	个	12.32
32	10mL 移液管	申迪	10mL	1	只	16.11
33	洗耳球 30ml	申迪	30ml	1	个	5.68
34	洗耳球 90ml	申迪	90ml	1	个	7.59
35	9541 KN95 有机蒸气异味减除及防颗粒物口罩(耳带式)	3M	25 个/盒	1	盒	383.03
36	1000:10ml 聚丙烯蓝色刻度带柄烧杯	VITLAB	1 个	1	只	45.97
37	500:10ml 聚丙烯蓝色刻度带柄烧杯	VITLAB	1 个	1	只	33.52
38	采样杯	SKALAR	1000 个/袋	1	袋	1580.01
39	Poly-Sery HLB SPE 小柱	CNW	200mg, 6mL/30 个	1	盒	1019.11
40	dSPE 萃取包(AOAC 2007.01), 自动袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	CNW	6g 硫酸镁, 1.5g 乙酸钠, 50/盒	1	盒	380.64
41	dSPE 分散固相萃取纯化管(EN 15662: 深色果蔬), 粉状硫酸镁	CNW	150mg MgSO <sub>4</sub> , 25mg PSA, 7.5mg	1	盒	798.22
42	dSPE 分散固相萃取(EN 15662 萃取管)	CNW	4g 硫酸镁, 1g 氯化钠, 0.5g 柠檬酸氢二	1	盒	702.47
43	dSPE 定制净化管	CNW	300mg MgSO <sub>4</sub> , 100mg C18, 100mg	1	盒	745.11
44	Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱	CNW	60mg, 3mL/50 个	1	盒	700.34
45	Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱, 粒径 100μm	CNW	500mg, 6mL/30 个	1	盒	1092.68
46	Poly-Sery HLB SPE 小柱	CNW	60mg, 3mL/50 个	1	盒	688.13



47	Poly-Sery HLB SPE 小柱	CNW	500mg, 10mL/20 个	1	盒	1331.08
48	BOND Florisil SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 个	1	盒	283.58
49	BOND 无水硫酸钠/酸性硅胶/ 硅胶/无水硫酸钠 小柱(GB/T	CNW	2g/2g/1g/2g, 10mL/20 个	1	盒	463.96
50	MycoSep 226 AflaZon+净化小 柱	Romer	5mL, 1.25g/盒, 适 合霉菌检测和天	1	盒	2346.34
51	OASIS HLB 小柱, 30um	Waters	150mg/6mL, 30支/	1	套	1627.04
52	100mL 棕色蓝盖瓶	Simax	100mL	1	个	78.06
53	500mL 棕色蓝盖瓶	Simax	500mL	1	个	130.08
54	1000mL 棕色蓝盖瓶	Simax	1000mL	1	个	173.44
55	2000mL 棕色蓝盖瓶	Simax	2000mL	1	个	277.50
56	100mL 透明蓝盖瓶	Simax	100mL	1	个	24.27
57	500mL 透明蓝盖瓶	Simax	500mL	1	个	30.36
58	1000mL 透明蓝盖瓶	Simax	1000mL	1	个	43.36
59	2000mL 透明蓝盖瓶	Simax	2000mL	1	个	104.07
60	聚丙烯瓶 500mL	CNW	500mL	1	个	13.87
61	聚丙烯瓶 1000mL	CNW	1000mL	1	个	19.08
62	玻璃电极	雷磁	/	1	只	93.85
63	参比电极	雷磁	/	1	只	93.85
64	氟离子电极	雷磁	/	1	只	281.56
65	LC-MS 级甲醇	CNW	4L/瓶	1	瓶	348.40
66	LC-MS 级乙腈	CNW	4L/瓶	1	瓶	545.35
67	HPLC 级甲醇	Merck	4L/瓶	1	瓶	242.55
68	HPLC 级乙腈	Merck	4L/瓶	1	瓶	630.63
69	LC-MS 级甲醇	Merck	2.5L/瓶	1	瓶	679.14
70	LC-MS 级乙腈	Merck	2.5L/瓶	1	瓶	2794.18

71	HPLC 级乙腈, 梯度级	CNW	4L/瓶	1	瓶	260.17
72	HPLC 级环己烷, ≥99.9%	CNW	4L/瓶	1	瓶	351.22
73	HPLC 级正己烷, 95%	CNW	4L/瓶	1	瓶	362.51
74	HPLC 级异丙醇	Merck	4L/瓶	1	瓶	563.68
75	(易制毒三类)HPLC 级丙酮	CNW	4L/瓶	1	瓶	412.94
76	HPLC 级乙酸乙酯	CNW	4L/瓶	1	瓶	388.22
77	HPLC 级乙醇	CNW	4L/瓶	1	瓶	403.56
78	HPLC 级乙酸, ≥99.7%	CNW	500mL (蛭石) /瓶	1	瓶	260.17
79	HPLC 级甲酸	CNW	500mL/瓶	1	瓶	458.53
80	HPLC 级磷酸	CNW	500mL/瓶	1	瓶	303.53
81	HPLC 级二甲基亚砜, DMSO	CNW	500ml/瓶	1	瓶	227.52
82	HPLC 级氨水, 氢氧化铵, ≥25%(NH3)	CNW	250ml (蛭石)	1	瓶	313.55
83	HPLC 级三乙胺, ≥99.5%	CNW	500mL (蛭石) /瓶	1	瓶	260.17
84	乙基溴化镁, 1M 溶于四氢呋喃	Acros	100mL/瓶	1	瓶	549.05
85	(低苯级)二硫化碳, ≥99.9%, 可用于苯系物分析	CNW	500ml/瓶	1	瓶	568.81
86	四氯乙烯, 红外分析专用, 适用于 HJ637-2018	CNW	500mL/瓶	1	瓶	248.86
87	二丁胺, 99.0%(GC&T)	TCI	500ML/瓶	1	瓶	241.75
88	碘甲烷(含稳定剂铜屑), >99.5%(GC)	TCI	10ml/瓶	1	瓶	274.93
89	TraceMetal 氢氟酸 (塑料瓶), 47-51%, 金属元素杂质含量为	Fisher	500mL/瓶	1	瓶	1266.11
90	1-庚烷磺酸钠(不含结晶水), 离子对试剂, ≥98.0%	CNW	25g/瓶	1	瓶	433.60
91	HPLC 级乙酸铵, >98.0%	CNW	250g/瓶	1	瓶	572.35
92	HPLC 磷酸氢二钠	CNW	100g/瓶	1	瓶	229.81
93	HPLC 级甲酸铵, ≥97.0%	CNW	50g/瓶	1	瓶	247.78
94	三氯乙酸, ACS, ≥99.0%	CNW	100g/瓶	1	瓶	263.08



95	乙二胺四乙酸二钠盐二水合物, EDTA 二钠盐, ACS,	CNW	100g/瓶	1	瓶	176.33
96	2-硝基苯甲醛, ≥98.0%	CNW	25g/瓶	1	瓶	351.24
97	柠檬酸二钠倍半水合物(for analysis), ≥99.0%	CNW	500g/瓶	1	瓶	465.98
98	HPLC 级磷酸二氢铵, ≥98.0%	CNW	50g/瓶	1	瓶	166.50
99	磷酸二氢钠一水化合物, ACS, Reag. Ph. Eur., 98.0-102.0%	CNW	250g/瓶	1	瓶	149.31
100	HPLC 级磷酸氢二钾	CNW	250g/瓶	1	瓶	403.25
101	磷酸二氢钾, 基准试剂, 美国 Fisher	Acros	500g/瓶	1	瓶	339.38
102	硼氢化钾	CNW	100g/瓶	1	瓶	190.79
103	聚乙二醇	Alfa	100g/瓶	1	瓶	173.44
104	氯化钾	CNW	100g/瓶	1	瓶	56.37
105	亚硝酸钠	Alfa	100g/瓶	1	瓶	294.85
106	尿素	Alfa	500g/瓶	1	瓶	190.79
107	甲胺盐酸盐	CNW	50g/瓶	1	瓶	176.91
108	乙二醇,99.5%	TCI	500g/瓶	1	瓶	300.32
109	酚酞, ≥98.0%	CNW	100g/瓶	1	瓶	259.03
110	L-(+)-古洛糖酸 γ-内酯,≥98.0%	CNW	1g/瓶	1	瓶	199.91
111	硝酸镧(III)六水合物, 99.9%	Adamas	500g/瓶	1	瓶	272.18
112	(易制爆)硝酸钠, ACS, 99.0%最低	Alfa	25g/瓶	1	瓶	398.16
113	4-硝基苯胺, 98%	Alfa	250g/瓶	1	瓶	246.48
114	L-半胱氨酸, ≥98.0%	CNW	5g/瓶	1	瓶	113.77
115	四丁基硫酸氢铵, ≥98.0%	CNW	100g/瓶	1	瓶	517.61
116	BOND Carbon-GCB 石墨化碳黑, 120-400 目	CNW	10 g/瓶	1	瓶	539.66
117	羟胺盐酸盐, 99%	CNW	50g/瓶	1	瓶	266.63
118	四丁基溴化铵, 离子对试剂, > 98.0%	CNW	100g/瓶	1	瓶	595.83

119	D-(+)-葡萄糖, ≥98.0%(α+β)	CNW	5g/瓶	1	瓶	66.12
120	液相填料 Amberlite XAD-2	Sigma	100g /瓶 (2-8℃保存)	1	瓶	434.19
121	对硝基苯胺	阿拉丁	AR,≥99%, 100g/瓶	1	瓶	47.40
122	硫代硫酸钠,五水 GR, ,≥99.5%	阿拉丁	500g	1	瓶	47.88
123	巴比妥酸 98%	阿拉丁	100g	1	瓶	100.55
124	N,N-二乙基-对苯二胺 硫酸盐	阿拉丁	AR,98%, 25G	1	瓶	91.92
125	苯酚,98.0%(GC)	TCI	25G	1	瓶	129.28
126	异烟肼, 4-吡啶乙酰肼, 98%	Alfa Aesar	50g	1	瓶	107.24
127	2-氯苯甲醛, ≥99.0%	CNW	100g	1	瓶	183.13
128	偏磷酸, 40-50%, NaPO <sub>3</sub> (50-60%)为稳定剂	CNW	100g	1	瓶	560.91
129	HPLC 级异辛烷, 三甲基戊烷	CNW	1L	1	瓶	183.13
130	凯氏定氮催化剂 (消化片)	FOSS	1000 片/盒	1	盒	3638.83
131	过硫酸钾	Sigma	250g/瓶	1	瓶	147.42
132	己烯雌酚试剂盒	BIOO	96 孔/盒	1	盒	3035.21
133	氯霉素试剂盒	BIOO	96 孔/盒	1	盒	1734.39
134	四环素试剂盒	Randox	96 孔/盒	1	盒	2948.49
135	黄曲霉毒素 B1 检测试剂盒	Romer	96 孔/盒	1	盒	3035.21
136	β-内酰胺酶测试条	博欧实德	/	1	罐	2775.06

## 标段二：标准品

1	*水质六价铬 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
2	*水质化学需氧量 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
3	*水质氯化物 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
4	*水质总磷 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
5	*水质总氮 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05

6	*水质氨氮 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
7	*水质硝酸盐 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
8	*水质挥发酚 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
9	*水质硫化物 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	84.47
10	*水质总硬度 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
11	*水质氟化物 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
12	*水质总铬 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
13	*水质 PH 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
14	*水质高锰酸盐 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
15	*水质生化需氧量 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
16	*水质溶解性总固体 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	61.01
17	*水质总氰化物 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	70.38
18	*水质二氧化硫 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	70.38
19	*水质硫酸盐 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	1	支	45.05
20	*四氯化碳中石油类 标准品	环境保护部标准样品研究所	5mL/支	1	支	140.79
21	*水中硝酸盐氮-标液	环境保护部标准样品研究所	500mg/L, 20ml	1	瓶	45.97
22	*水中亚硝酸盐-标液	环境保护部标准样品研究所	100mg/L, 20ml	1	瓶	45.97
23	* 四氯乙烯中石油类 (红外法) 10ml 有机物监测标样	环境保护部标准样品研究所	10mL 棕色安瓿瓶	1	瓶	186.74
24	氢氧化钾标准滴定溶液, c(KOH)=0.1mol/L(0.1N)	Anpel	500ml	1	瓶	53.86
25	硫代硫酸钠滴定溶液标准物质, c(Na2S2O3)=0.1mol/L(0.1N)	Anpel	500ml	1	瓶	93.36
26	KMnO4 滴定溶液标准物质, c(1/5KMnO4)=0.1mol/L(0.1N)	Anpel	500ml	1	瓶	93.36
27	EDTA 二钠滴定溶液标准物质, c(EDTA)=0.1mol/L(0.1N)	Anpel	500ml	1	瓶	93.36
28	碘标准滴定溶液, c(1/2I2)=0.1mol/L(0.1N)	Anpel	500ml	1	瓶	122.09
29	水中氰成分分析标准物质	Anpel	50.0µg/ml, 40ml/瓶	1	瓶	142.20

30	亚硝酸盐氮溶液标准物质	海岸鸿蒙	50µg/mL 溶于 H <sub>2</sub> O, 20mL/瓶	1	瓶	45.50
31	福尔马肼浑浊度标准物质	海岸鸿蒙	400NTU 溶于 H <sub>2</sub> O, 100mL	1	瓶	114.91
32	铂钴色度溶液标准物质	海岸鸿蒙	500 度溶于 100mL HCL, 45mL	1	瓶	229.82
33	*苯酚溶液 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mg/支	1	支	84.47
34	饲料中粗蛋白、粗灰分、粗脂肪、粗纤维 标准物质	中国检验检疫科学研究院测试评价中	80g~100g/瓶	1	瓶	1055.85
35	小麦粉中水分、灰分 标准物质	中国检验检疫科学研究院测试评价中	80g~100g/瓶	1	瓶	1055.85
36	小麦粉中水分、粗蛋白、粗灰分 标准物质	中国检验检疫科学研究院测试评价中	80g~100g/瓶	1	瓶	1055.85
37	土壤有效态成分分析标准物质	中国地质科学院地球物理地球化学勘	500g/瓶	1	瓶	1313.94
38	食用油中酸价、过氧化值 标准物质	中国检验检疫科学研究院测试评价中	100g/瓶	1	瓶	1055.85
39	米粉（低淀粉水平）标准品	IRMM	10g/瓶	1	瓶	1990.82
40	米粉（中淀粉水平）标准品	IRMM	10g/瓶	1	瓶	1990.82
41	米粉（高淀粉水平）标准品	IRMM	10g/瓶	1	瓶	1990.82
42	阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 溶液标准物质	中国计量院	1000ug/ml, 15ml/瓶	1	瓶	94.80
43	松嫩平原土壤成分分析标准物质	中国地质科学院地球物理地球化学勘	70g/瓶	1	瓶	366.03
44	黄土成分分析标准物质	中国地质科学院地球物理地球化学勘	70g/瓶	1	瓶	488.03
45	大米粉成分分析标准物质	中国计量院	35g/瓶	1	瓶	1159.08
46	菌落总数（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
47	大肠菌群（定量）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
48	大肠埃希菌（定量）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
49	粪大肠菌群（定量）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
50	金黄色葡萄球菌（阳性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
51	金黄色葡萄球菌（阴性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
52	金黄色葡萄球菌（定量）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
53	沙门氏菌（阳性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85

54	沙门氏菌（阴性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
55	志贺氏菌（阳性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
56	志贺氏菌（阴性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
57	霉菌和酵母菌计数（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
58	耐热大肠菌群（生活饮用水）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
59	大肠埃希氏菌（生活饮用水）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
60	菌落总数（生活饮用水）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
61	总大肠菌群（生活饮用水）	中国检验检疫科学研究院测试评价中	真空西林瓶装	1	支	1055.85
62	铅(Pb)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	321.95
63	汞(Hg)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	321.95
64	镉(Cd)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	321.95
65	砷(As)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	321.95
66	锆(Ge)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L 溶于 1% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	321.95
67	铜(Cu)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	321.95
68	铁(Fe)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	321.95
69	锰(Mn)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	321.95
70	铬(Cr)ICP-MS 标准溶液, , 1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	321.95
71	镍(Ni)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2% 溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	357.63
72	锌(Zn)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	1	瓶	328.03
73	硫(S)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 H2O	o2si	100mL/瓶	1	瓶	328.03
74	砷 (As5+)ICP-MS 标准溶液 1, 000 mg/L in H2O, 100 mL	o2si	100mL	1	瓶	405.06
75	砷(As3+)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2%溶于 2% HCl	o2si	100mL	1	瓶	405.06
76	氯化甲基汞 标准品	o2si	1mL/瓶	1	瓶	459.61
77	甲基汞溶液标准物质	计量院	2mL/瓶	1	瓶	562.72

78	土壤成分分析标准物质	计量院	70g/瓶	1	瓶	476.96
79	紫菜中砷、铅、镉成分分析标准物质	计量院	18g/瓶	1	瓶	780.48
80	扇贝成分分析标准物质	计量院	12g/瓶	1	瓶	715.45
81	生物成分分析标准物质-胡萝卜	计量院	12g/瓶	1	瓶	715.45
82	米粉中重金属 标准物质	IRMM	15g/瓶	1	瓶	2601.61
83	5 种 ICP-MS 混标 (AS/CU/PB/CR/CD)	o2si	100mL/瓶	1	瓶	1300.80
84	ICP-MS 调谐液	o2si	500mL/瓶	1	瓶	1560.96
85	26 种元素质量控制 ICP-MS 混标, 溶于 5% HNO <sub>3</sub> + Tr HF	o2si	100mL/瓶	1	瓶	1976.55
86	圆白菜粉基质中镉(Cd)质控样	中食国实	10g/瓶	1	瓶	1051.16
87	菠菜粉基质中铅(Pb)质控样	中食国实	10g/瓶	1	瓶	1051.16
88	菠菜粉基质中汞(Hg)质控样	中食国实	10g/瓶	1	瓶	1051.16
89	饲料基质中铅质控样	中食国实	20g/瓶	1	瓶	854.07
90	饲料基质中总砷质控样	中食国实	20g/瓶	1	瓶	854.07
91	饲料 钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠、锌理化类质控样品铝箔袋真	中国检科院	80g/瓶	1	瓶	1055.85
92	水质监测标准物质-铅(标样)	环境保护部标准样品研究所	20mL/瓶	1	瓶	56.32
93	水质标样-砷, 有证书	环境保护部标准样品研究所	20mL/瓶	1	瓶	75.09
94	水质标样-汞	环境保护部标准样品研究所	20mL/瓶	1	瓶	75.09
95	水质标样-镉, 有证书	环境保护部标准样品研究所	20mL/瓶	1	瓶	75.09
96	8 种有机氯农药混标(生活饮用水 GB/T 5750.9-2023)标准品	o2si	100mg/L 于甲苯, 1mL/瓶	1	瓶	345.14
97	PBC 198(八氯联苯) 标准品	o2si	1mL/支	1	支	247.15
98	定制混标 65 标准品	o2si	1mL/支	1	支	288.77
99	7 种 PCB 混标(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) (HJ743)	o2si	10 mg/L 于异辛烷, 1mL/瓶	1	瓶	208.11
100	18 种多环芳烃混标(ZEK 01.4-08 文件、GB36246-2018)	o2si	1000mg/L 于二氯甲烷, 1mL/瓶	1	瓶	782.81
101	6 种邻苯二甲酸酯混标	o2si	1mL/支	1	支	390.24

102	外环氧七氯 B 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	1	瓶	450.45
103	内环氧七氯 A 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	1	瓶	911.38
104	内环氧七氯 A 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1mL/瓶	1	瓶	33.96
105	氯硝胺/2, 6-二氯-4-硝基苯胺 标准品	Dr	0.25g/瓶	1	瓶	279.58
106	D-山梨糖醇(山梨醇) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	351.39
107	甲代森锌 (丙森锌) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	312.35
108	五氯苯酚钠水合物 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	527.07
109	代森锰锌 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	351.39
110	氯羟吡啶/克球酚/二氯二甲吡 啶酚 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	946.79
111	克螨特/炔螨特 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1mL/瓶	1	瓶	33.96
112	溴螨酯 标准品	Anpel	100mg/L 于乙酸乙 酯, 1mL/瓶	1	瓶	54.33
113	6-苄氨基嘌呤 (6-苄基腺嘌呤) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	361.15
114	beta-氯氰菊酯/高效氯氰菊酯 (异构体混合物) 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1mL/瓶	1	瓶	54.33
115	敌百虫(三氯松) 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1mL/瓶	1	瓶	33.96
116	咪鲜胺锰盐 标准品	Anpel	纯度 98%, 10mg/瓶	1	瓶	116.42
117	抗蚜威 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1mL/瓶	1	瓶	33.96
118	啉虫酰胺 标准品	Anpel	100mg/L 于乙腈, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
119	$\alpha$ -硫丹 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
120	$\beta$ -硫丹 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
121	硫丹硫酸盐 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
122	顺-氯丹( $\alpha$ ) 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
123	反-氯丹( $\gamma$ ) 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
124	七氯 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	1	瓶	33.96
125	甲基硫环磷 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	1	瓶	54.33



126	氯唑磷 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
127	苯线磷(克线磷) 标准品	Anpel	100mg/L 于乙酸乙 酯, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
128	磷胺 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
129	丁硫克百威 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1.2ml/瓶	1	瓶	134.86
130	乙霉威 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
131	杀线威 标准品	Anpel	100mg/L 于乙酸乙 酯, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
132	甲基托布津/甲基硫菌灵 标准 品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
133	胡椒基丁醚, 增效醚 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	96.05
134	敌菌灵 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
135	双苯氟脲 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
136	氰霜唑 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
137	赛普洛/啉菌环胺 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
138	恶唑菌酮 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
139	克菌丹 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
140	灭菌丹 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	1	瓶	33.96
141	福美双/双硫胺甲酰 标准品	Anpel	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
142	苯酰菌胺 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
143	噻氮灵 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
144	甲基立枯磷 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
145	戊菌唑、配那唑、笔菌唑 标准 品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	1	瓶	96.05
146	精甲霜灵 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
147	苯霜灵、酰胺菌酯、灭菌安、苯 那拉斯尔 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	54.33
148	恶霜灵 标准品	Anpel	100μg/mL 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	82.47
149	己唑醇 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	1	瓶	33.96



150	伏虫隆（氟苯脲）标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮， 1ml/瓶	1	瓶	33.96
151	腈菌唑 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇， 1ml/瓶	1	瓶	54.33
152	苯丁锡 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮， 1ml/瓶	1	瓶	54.33
153	联苯胍酯 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇， 1ml/瓶	1	瓶	96.05
154	克螨特/炔螨特 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇， 1ml/瓶	1	瓶	33.96
155	敌草快（杀草快）标准品	Anpel	100mg/L 于水，1ml/	1	瓶	54.33
156	乙烯利(乙烯磷) 标准品	Anpel	100mg/L 于乙醇， 1ml/瓶	1	瓶	54.33
157	噻节因 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇， 1ml/瓶	1	瓶	54.33
158	2, 3, 5, 6-四氯硝基苯 标准品	Anpel	100mg/L 于乙醇， 1ml/瓶	1	瓶	54.33
159	精恶唑禾草灵 标准品	Dr	纯品型，有证书， 0.25g/瓶	1	瓶	743.75
160	代森联(9006-42-2) 标准品	Dr	纯品型，有证书， 0.25g/瓶	1	瓶	356.16
161	氯苯胺磷 标准品	Dr	100 ng/ul 于乙腈，1 ml/瓶	1	瓶	104.14
162	甲苯氟磺胺 标准品	Dr	100 ng/ul 于环己烷， 1 ml/瓶	1	瓶	72.10
163	烯草酮 标准品	o2si	100mg/L 于乙腈，1 ml/瓶	1	瓶	248.86
164	Fleroxacin-D3 hydrochloride	Witega	10mg/瓶	1	瓶	1769.14
165	代森铵 标准品	Chemservice	100Mg/瓶	1	瓶	654.13
166	双甲脒 标准品	Anpel	100mg/L 于乙腈， 1ml/瓶	1	瓶	33.96
167	4, 4'-DDT (P, P'-滴滴涕) 标准品	Dr	纯品型，有证书， 0.1g	1	瓶	751.28
168	2, 4'-DDT (O, P'-滴滴涕) 标准品	Dr	纯品型，有证书， 50mg	1	瓶	1460.23
169	4, 4'-DDE 标准品	Dr	纯品型，有证书， 0.1g	1	瓶	539.65
170	4, 4'-DDD 标准品	Dr	纯品型，有证书， 0.25g	1	瓶	539.65
171	苯氧菊酯(亚胺菌，醚菌酯) 标准品	Dr	纯品型，有证书， 0.1g	1	瓶	1142.79
172	毒死蜱-D10(diethyl D10) 标准品	Dr	100 ng/uL 于丙酮， 1mL/瓶	1	瓶	1015.11
173	福美锌，100 g/mL 于甲醇 标准品	AccuStandard	100 μg/mL 于甲醇， 1mL/瓶	1	瓶	149.08

174	茜素络合指示剂,3-茜素甲基胺-N,N-二乙酸,	Adamas	1g/瓶	1	瓶	112.62
175	二甲硝咪唑(迪美唑,地美硝唑)标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	341.63
176	16种磺胺类混标(GB/T 20759-2006 畜禽肉中十六种磺	o2si	100mg/L于甲醇,1 ml/瓶	1	瓶	3040.63
177	18种磺胺类药物混标,100ppm(农业部公告第1025号	FirstStandard	100ppm,1mL/瓶	1	瓶	1777.52
178	17种磺胺类药物混标(农业部1077号公告-1-2008)	Anpel	100mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	1455.30
179	18种磺胺类药物混标(农业部1025号公告)	Anpel	100mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	1220.93
180	15种喹诺酮混标(农业部1077号公告-1-2008)	Anpel	100ppm,1mL/瓶	1	瓶	1067.22
181	*磺胺间甲氧嘧啶钠[CAS:38006-08-5]标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	685.44
182	*磺胺异恶唑钠标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	1045.15
183	*磺胺噻唑标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	369.40
184	*磺胺甲基嘧啶标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	423.47
185	*磺胺多辛(周效磺胺,磺胺邻二甲氧嘧啶)标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	369.40
186	*磺胺嘧啶标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	369.40
187	*磺胺胍(磺胺脒)一水合物标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	921.86
188	*磺胺二甲异恶唑/磺胺异恶唑标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	502.83
189	*磺胺-5-甲氧嘧啶标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	586.63
190	*磺胺索嘧啶标准品	Dr	纯品型,有证书, 100mg/瓶	1	瓶	743.75
191	*磺胺间二甲氧基嘧啶-D6标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	520.33
192	*磺胺甲恶唑-13C6标准品	Witega	10mg	1	瓶	1530.55
193	*环丙沙星(盐酸盐)标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.1g/瓶(4℃保存)	1	瓶	685.44
194	*培氟沙星甲磺酸盐标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.1g	1	瓶	581.97
195	*盐酸恩诺沙星-D5标准品	Dr	纯品型,有证书, 10mg	1	瓶	2920.45
196	14种喹诺酮类药物混标(GB/T 21312-2007)	Anpel	100mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	861.83
197	*恩诺沙星标准品	Dr	纯品型,有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	775.19

198	*沙拉沙星盐酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	1278.02
199	*诺氟沙星 标准品	Dr	0.1g/瓶	1	瓶	1040.63
200	*培氧沙星二水甲磺酸盐 标准品	Dr	0.1g/瓶	1	瓶	441.41
201	*氧氟沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	595.41
202	*氟罗沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	1319.92
203	*双氟沙星盐酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	733.29
204	*依诺沙星/氟啶酸 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	1068.50
205	*氟甲唑标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	743.75
206	*吡哌酸 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	450.45
207	*萘啶酸 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	586.63
208	*奥比沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	1089.46
209	*司帕沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	712.34
210	*西诺沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	1477.06
211	* 盐酸环丙沙星-D8 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	1	瓶	3184.57
212	*环丙沙星-D8-HCL 标准品	Dr	10mg/瓶	1	瓶	1488.08
213	*达氟沙星-D3 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	1982.95
214	*氘代盐酸恩诺沙星-D5 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	1370.87
215	*沙拉沙星-D8 盐酸盐水合物 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	1982.95
216	*氘代培氟沙星-D5 标准品	Witega	25mg/瓶	1	瓶	3386.06
217	*洛美沙星盐酸盐-D5 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	1769.14
218	*氧氟沙星 D3 盐酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	1	瓶	2713.48
219	*莱克多巴胺盐酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	817.09
220	*氘代莱克多巴胺(d6) 标准品	TRC	1mg/瓶	1	瓶	1529.74
221	*氯丙那林 标准品	Witega	50mg/瓶	1	瓶	2704.53

222	*氯丙那林 标准品	Anpel	10mg/瓶(4℃保存)	1	瓶	721.83
223	*盐酸克伦特罗 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	1634.18
224	*沙丁胺醇 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	3729.28
225	*硫酸特布他林/特布他林半硫酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	659.96
226	*氢溴酸非诺特罗 标准品	Anpel	20mg/瓶	1	瓶	407.41
227	*塞曼特罗, 西马特罗 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	550.16
228	*盐酸克伦特罗-D9 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	1821.13
229	* 克伦特罗-D9 标准品	Dr	纯品型, 25mg	1	瓶	6190.08
230	*盐酸喷布洛尔-D9 标准品	Witega	10mg	1	瓶	2937.26
231	*盐酸氯丙那林 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 100MG	1	瓶	1280.34
232	*西马特罗-D7 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	2586.59
233	*AOZ 呋喃唑酮代谢物 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	741.46
234	* AOZ-D4 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	1722.60
235	*AMOZ (呋喃它酮代谢物标准品)	Dr	纯品型, 有证书, 50mg/瓶	1	瓶	2137.01
236	*AMOZ(呋喃它酮代谢物) 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	532.12
237	*呋喃它酮代谢物氘代物 AMOZ-D5 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	721.51
238	*SEM (呋喃西林代谢物/氨基脲盐酸盐) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	414.86
239	*AHD (呋喃妥因代谢物) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	468.98
240	* AHD-13C3 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	2723.62
241	*孔雀石绿草酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	279.58
242	*(办证) 无色(隐性)孔雀石绿-D6 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	1	瓶	1758.68
243	*(办证) 孔雀石绿苦味酸盐-D5 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg	1	瓶	3079.17
244	*孔雀石绿-D5 苦味酸盐 标准品	Witega	10mg/瓶	1	瓶	1037.17
245	*(+/-)-氯霉素-D5(RING-D4, BENZYL-D1, 98%) 标准品	CIL	100 ug/mL 于乙腈, 1.2 mL/瓶	1	瓶	1300.80

246	*氟苯尼考(氟甲砜霉素 /Florfenicol) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	1190.81
247	*伊维菌素 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	556.37
248	*甲砜霉素, 甲砜氯霉素 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	605.16
249	*红霉素 标准品	Dr	0.1g/瓶	1	瓶	315.67
250	*红霉素-13C,D3 标准品	TRC	1mL/支	1	支	2341.45
251	*1-金刚烷胺 标准品	Anpel	200mg	1	瓶	130.71
252	*四环素盐酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	370.91
253	*唑乙醇 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	1034.64
254	*3-甲基喹噁啉-2-羧酸(MQCA) 标准品	Dr	10mg/瓶	1	瓶	2116.06
255	*3-甲基喹噁啉-2-羧酸 -D4(MQCA-D4) 标准品	Anpel	5mg/瓶	1	瓶	2324.60
256	*三聚氰胺 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	1	瓶	253.77
257	玉米赤霉烯酮 标准品	o2si	1mL/支	1	支	607.04
258	脱氧雪腐镰刀菌烯醇 标准品	o2si	1mL/支	1	支	984.27
259	赭曲霉毒素 A 标准品	o2si	1mL/支	1	支	951.32
260	沙蚕毒素草酸盐 标准品	Dr	0.1g/瓶	1	瓶	693.76
261	黄曲霉毒素 B1 标准品	o2si	1mL/瓶	1	瓶	520.33
262	玉米全粉中黄曲霉毒素 B1 成分分析标准物质	中国计量院	100g/瓶	1	瓶	2721.74
263	黄曲霉毒素 B1(AFB1) - 2 ug/mL - 乙腈 - 1 mL 标准品	Romer	1 mL/瓶	1	瓶	1790.71
264	玉米烯酮/玉米赤霉烯酮 标准品	TRC	10mg/瓶	1	瓶	603.95
265	脱氧雪腐镰刀菌烯醇 标准品	TRC	1mg/瓶	1	瓶	658.85
266	替米考星(替米卡星) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	892.88
267	噁喹酸(欧索林酸) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶(4℃保存)	1	瓶	523.10
268	过氧化苯甲酰 标准品	Anpel	200mg/瓶	1	瓶	221.03
269	己烯雌酚 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	1	瓶	322.11